

面倒なアルコール洗浄がいらぬい。

水道水で
洗浄できる!

まるで

石膏模型な

新色が遂に誕生!



ブーストレジン
BOOST RESIN

 MACHINETOOL CHUO
株式会社マシンツール中央



BOOST RESIN

水溶性ブーストレジン

ブーストレジンはプリントした造形物を水道水で簡単に洗浄でき、廃液はそのまま下水に流せます。従来のIPAやエタノールでの洗浄は不要で、廃液を保管・処理のコストもかかりません。洗浄液の匂いはもちろん、レジン特有の臭いも少ないため、歯科院内等の清潔な環境を求められる室内でも快適に使えます。アレルギー性物質^{※1}や有害化学物質^{※2}を含まず、作業者と環境に配慮した新しい3Dプリンター用レジンです。

*1 一般社団法人日本皮膚免疫アレルギー学会発表の「ジャパニーズスタンダードアレルギー2015」のアレルゲン一覧に記載されている化学物質のこと。*2 下水道法9条4項に定められた水質処理が必要な化学物質34項目のこと。



オルソホワイト グレー ミルキー ホワイト クリア

ブーストレジンの特長

<p>アレルギー製物質不使用 作業者にやさしい設計で毎日の負担を軽減します</p>	<p>水道水で洗える IPAの使用や廃棄の手間もコストもカットします</p>	<p>環境にやさしい 洗浄液を流しても環境への負荷が少ない安心の設計</p>	<p>超低臭 イヤな臭いがなく作業環境を改善します</p>	<p>微細造形 こだわりの造形も綺麗に再現することができます</p>	<p>スピード造形 こだわりの超微細な造形も短時間でプリント</p>
--	---	---	--	---	---



オルソホワイト 1,000g ¥23,000 (税抜)	グレー 1,000g ¥23,000 (税抜)	ミルキー 500g ¥12,000 (税抜) 1,000g ¥23,000 (税抜)	ホワイト 1,000g ¥23,000 (税抜)	クリア 1,000g ¥23,000 (税抜)
--	--	---	---	--

販売名：ブーストレジン / 医療機器届出番号：28B3X10005000089

販売名：歯科咬合スプリント用材料 / 医療機器届出番号：28B3X10005000087 (ミルキー、クリアのみ)

販売元

MACHINE TOOL CHUO

株式会社マシンツール中央
〒663-8241
兵庫県西宮市津門大塚町7-5

TEL 0798-37-0270
MAIL mtc@mt-chuo.jp
WEB https://mt-chuo.jp



販売店・お問い合わせ

