

MACHINE TOOL CHUO おすすめの 3Dプリンター導入5点セット CS+

歯科医院・歯科技工所でも導入しやすいサイズで簡単操作、385nm対応で造形精度・造形成率が向上した最新機種 **SONIC CS+** と、**洗浄機(Wash+)**、**二次硬化機(Cure+)**、**レジン加熱攪拌機(Heat&Mix)**、さらに水道水で洗浄できる **ブーストレジン1,000g** をセットにしました。使い方講習や困った時のご相談、遠隔操作でも対応が可能なデンタルサポート2年間も一緒にご提供！リモート設置講習では開封から1回目のプリントまでのサポートを実施し、導入後に現場ですぐお使いいただけます！



phrozen
SONIC CS+ (歯科用3Dプリンター)
デンタルサポート2年間 + リモート設置講習 込み
歯科模型3〜4個分の造形範囲に高精度な造形ができる、当社おすすめの歯科用3Dプリンター。

1,048,182円(税抜)

+



phrozen
WASH+ (洗浄機)
2槽構造で洗浄液を効率的に使い分けられて、プリント後のビルドプレートごとセットして洗浄ができる大容量の洗浄機。

127,273円(税抜)

+



phrozen
CURE+ (二次硬化機)
波長365,385,405nmのLEDで様々な種類のレジンに対応。出力後の硬化を均一かつ高効率に仕上げる二次硬化機。

236,364円(税抜)



phrozen
HEAT&MIX (レジン加熱攪拌機)
攪拌と加温で高粘度レジンも均一に。プリント品質を安定させる専用レジン加温・攪拌機。

29,091円(税抜)

+



4色のラインナップから1つ選べます
(オルソホワイト / グレー / ミルキー / ホワイト / クリア)

ブーストレジン 1,000g
IPAやエタノールを使わず水道水で洗浄が可能で3Dプリント環境の改善と作業負担を軽減できるレジン！

23,000円(税抜)

最新の歯科用3Dプリンターセットが
2年間の保守サポート込みで！

1,463,910円 (税抜)

商品詳細はこちらから ▶
<https://www.プリンタ.com>



デンタルサポートについて



初めての3Dプリンターでもあんしん
2年間のデンタル専用サポート

3Dプリンター初心者の方の歯科医院や歯科技工所でも安心のサポート体制。初期設定や使用方法のご案内、トラブル時のご対応、レジンパラメーターのご相談や修理、点検サービスを「Sonic CS+」でもご利用いただけます。



設置サポート



設置場所の相談



写真で
トラブル相談



修理点検サービス

※デンタルサポートは原則1拠点1契約が必須となります。
※基本サポートは祝日・休日を除く平日10〜17時の対応となります。

基本サービス

- ・ 電話、メール、LINE等でのサポート受付
- ・ 遠隔操作ソフトによるトラブル対応
- ・ 歯科技工士による技術アドバイス
- ・ センドバックによる修理診断サポート
- ・ 修理期間中の無料代替機貸出(※送料別)
- ・ 修理期間中の造形代行対応(※材料費・送料別)

+

保守サービス

- ・ 修理点検：無料
- ・ 作業技術費：無料
- ・ 修理基本料金：無料
- ・ 清掃作業費：無料(※レジン漏れ除く)
- ・ ソフトウェア更新サポート(遠隔またはUSBで対応)

その他オプション
デンタルサポート延長、レジンパラメーター設定調査、出張設置・修理サポート等がございます。詳しくは上記QRコードよりご確認ください。

3Dプリンター造形の流れ

STEP 1

口腔内スキャン



iTeroなどの口腔内スキャナーでスキャンし模型データを作成する。

STEP 2

データ取り込み & 編集



3Dデータを取り込み、スライサーソフトで造形用にデータの調整やサポート材を作成する。

STEP 3

レジン加熱 & 攪拌



レジンを攪拌・加温して、プリント精度を安定させるための前準備をします。

STEP 4

造形



作成したデータを3Dプリンターに転送して造形を開始する。

STEP 5

洗浄



仕上がった模型はレジンの種類に合わせて水道水またはアルコールで洗浄。

STEP 6

乾燥



模型の表面に付着している水分をエアブローガン等を使用し完全に乾燥させる。

STEP 7

二次硬化



二次硬化機を使用し模型にUVライトを当てて硬化。最後に形を整えて完成です。