

光造形3Dプリンター用二次硬化機

ANYCUBIC

Wash & Cure 3 / 3 Plus

小さく軽量化されたボディに新機能を凝縮。

大きくなった硬化範囲。タッチパネル操作でよりスマートに。

フレキシブルライト搭載でピンポイント硬化も可能に。



Wash&Cure 3

Wash&Cure 3 Plus

Wash & Cure 3 Plus



55,000円(税抜)

Wash & Cure 3



34,000円(税抜)

特徴

本体サイズ

幅312 x 奥行267 x 高さ434mm

重量

6.5kg

硬化サイズ

回転台直径220 x 高さ260mm

歯科模型6~7個分

洗浄サイズ

幅228 x 奥行128 x 高さ260mm

操作

タッチパネル

本体サイズ

幅215 x 奥行217 x 高さ310mm

重量

2.7kg

硬化サイズ

回転台直径160 x 高さ180mm

歯科模型3~4個分

洗浄サイズ

幅165 x 奥行100 x 高さ180mm

操作

タッチパネル/ダイヤル

その他

光源

405nm

電圧

40W

医療機器届出番号

28B3X10005000119

洗浄に関するご注意

本機は洗浄機能も備えておりますが、水流のみでは歯間の洗浄が不十分になり、硬化後の模型の仕上がりに影響が出る傾向があります。当社では、洗浄用途においては一次洗浄用として使用した後、ブラシ等を使用した、しっかりと丁寧な洗浄を推奨しています。

販売元

MACHINE TOOL CHUO

株式会社マシンツール中央
〒663-8241
兵庫県西宮市津門大塚町7-5

TEL 0798-37-0270
MAIL mtc@mt-chuo.jp
WEB <https://mt-chuo.jp>



販売店・お問い合わせ

